

肠球菌琼脂（胆汁七叶苷叠氮钠琼脂）

用途:用于食品和水中的肠球菌的计数。

成分(g/L):

胰蛋白胨	17.0
牛肉浸粉	3.0
酵母浸粉	5.0
牛胆粉	10.0
氯化钠	5.0
柠檬酸钠	1.0
七叶苷	1.0
柠檬酸铁铵	0.5
叠氮化钠	0.25
琼脂	13.5
pH 值 7.1 ± 0.2	25℃

用法

称取本品 56.3g, 加热溶解于 1000ml 蒸馏水中, 121℃ 高压灭菌 15min, 冷至 46±1℃, 倾入含 1ml 样品液平皿中, 约 15ml 培养基, 混匀, 凝固。35± 2℃ 倒置培养基培养 24±2h。注: 从保温开始至做成平板的时间不要超过 4h。

注:培养基中有少量柠檬酸铁铵, 灭菌后可能有微量黑色沉淀, 摇匀倒平板即可正常使用。