

人工胃液(ChP,无菌)

产品简介:

Perfemiker 人工胃液(ChP, 无菌)其英文表述为 Simulated Gastric Fluid, 是模拟胃液的组分和 pH 值的一种溶液, 采用中国药典表述, 人工胃液(ChP, 无菌)主要由稀酸、胃蛋白酶等组成, 经无菌处理, 可用于胶囊剂、肠溶片、滴丸剂等检测, 尤其适用于以明胶为基质的软胶囊和滴丸的检测。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

操作步骤(仅供参考):

- 1、如果是检测胶囊剂、肠溶片、滴丸剂等, 一般采用升降式崩解仪, 主要由金属支架、带有挡板的吊篮组成。
- 2、将待测的胶囊剂、肠溶片滴丸剂 6 粒或片浸于人工胃液中, 1 小时内完全崩解, 如有 1 粒或片不能完全崩解, 应另取 6 粒或片复试, 均应符合要求。
- 3、如果进行其他实验, 应根据具体实验要求操作。

注意事项:

- 1、人工胃液(ChP, 无菌)为无菌溶液, 如有无菌要求, 注意无菌操作。
- 2、人工胃液(ChP 无菌)避免反复冻融, 以免效率下降。
- 3、该试剂为强酸性溶液, 注意做好安全防护。
- 4、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效; 4℃ 保存, 2 个月有效